

CARATTERISTICHE DI MINIMA

kit E.L.I.S.A. IBR ricerca anticorpi “gE” e di kit E.L.I.S.A. IBR ricerca anticorpi “gB”

Denominazione

- a) kit E.L.I.S.A. con utilizzo di piastre microtiter 96P (strip da 8 o 16 pozzetti) per rilevare la presenza di anticorpi verso la glicoproteina E (gE) del virus della Rinotracheite Infettiva Bovina (BoHV-1) in Bovini;
- b) kit E.L.I.S.A. con utilizzo di piastre microtiter 96P (strip da 8 o 16 pozzetti) per rilevare la presenza di anticorpi verso la glicoproteina B (gB) del virus della Rinotracheite Infettiva Bovina (BoHV-1) in Bovini.

Quantità stimata fino al 31/12/21

- a) Kit E.L.I.S.A. con utilizzo di piastre microtiter 96P (strip da 8 o 16 pozzetti) per rilevare la presenza di anticorpi verso la glicoproteina E (gE) del virus della Rinotracheite Infettiva Bovina (BoHV-1) in Bovini - **20.160 dosi**;
- b) Kit E.L.I.S.A. con utilizzo di piastre microtiter 96P (strip da 8 o 16 pozzetti) per rilevare la presenza di anticorpi verso la glicoproteina B (gB) del virus della Rinotracheite Infettiva Bovina (BoHV-1) in Bovini – **2.880 dosi**.

Procedura

Il tempo totale previsto dalla procedura non deve essere superiore a 4 ore (esclusa eventuale incubazione overnight). La Ditta partecipante dovrà inviare documentazione relativa al prodotto offerto, compreso il dossier di validazione, con caratteristiche di specificità e sensibilità, e la procedura tecnica.

Corredo minimo di ogni kit

- Micropiastre
- Soluzione di lavaggio
- Controllo Positivo
- Controllo Negativo
- Soluzione di arresto
- Reagente coniugato
- Substrato cromogeno (non è ammesso OPD)

L'Istituto si riserva la facoltà di recedere dal contratto nel caso in cui i laboratori riscontrino una falsa positività >0,5% su campioni esaminati nel corso di un anno.

Letto ed approvato, si sottoscrive per accettazione

Timbro della Ditta/Società e firma del Titolare o del
Legale Rappresentante o di persona abilitata ad
impegnare legalmente la stessa